


Pomôcka na meranie vzdialenosti zreníc (PD)

(PD = Pupillary distance = Vzdialenosť zreníc)



Ako si zmerať vzdialenosť zreníc?

1. Vytlačte si celú stránku v reálnej veľkosti.
2. Pomôcku na meranie porovnajte s naozajstným pravítkom (1 cm musí byť 1 cm!).
3. Pomôcku na meranie si vystrihnite.
4. Meranie PD vykonajte nasledovne:
 - Pomôcku na meranie priložte na koreň nosa rovnako, ako by ste si nasadzovali okuliare.
 - Ak budete meranie vykonávať sám, postavte sa pred zrkadlo. Zadáajte sa rovno pred seba a na každom oku si na papierovej stupnici označte, v akej vzdialenosti od koreňa nosa sa nachádza vaša zornička.
 - Meranie ide ľahšie, keď vám niekto pomôže - vy si pridržíte pomôcku na meranie a druhá osoba označí vzdialenosti zreničiek pre pravé oko (R) a pre ľavé oko (L).
 - Nameranú hodnotu pre PD potom vyberte v objednávkovom formulári spoločne s dioptriami na www.sosovky-kontaktne.sk

